



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pas mocujący pod rękę pacjenta SCHMITZ 102.120 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Pas mocujący rękę pacjenta** służy do unieruchamiania kończyny górnej na wysokości nadgarstka,
- Składa się z pasa wyposażonego w rzepy oraz uchwyt montażowy z napędem,
- Możliwość zdjęcia uchwytu i wyprania pasa w 95° C ,
- Bezstopniowa regulacja zacisku,
- Pas wykonany z poliestru oraz poliamidu,
- Wymiary:
  - Szerokość pasa: 11,5 cm,
  - Ogólne: 24,5 x 11,5 x 4 cm,
- Waga: 0.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

