



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa płucząca perystaltyczna OLYMPUS OFP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 240 VA,
- **Olympus OFP** to perystaltyczna pompa płucząca przeznaczona do stosowania z wideo endoskopami żołądkowo - jelitowymi Olympus, które zawierają dedykowany pomocniczy kanał wodny, w ramach endoskopowego systemu obrazowania,
- Ułatwia mycie błony śluzowej w celu usunięcia krwi, kału i innych substancji organicznych, umożliwiając poprawę wizualizacji, diagnostyki i terapii podczas zabiegów endoskopowych,
- Może dostarczać sterylną wodę za pomocą przełącznika nożnego
- Mała i kompaktowa,
- Łatwa w obsłudze,
- Maksymalny przepływ: 350 mL / min,
- **Posiada:**
 - Pokrętko obrotowe do regulacji przepływu wody,
 - Pasek do zamocowania butelki na płynie (brak butelki w zestawie),
 - Podstawkę do butelki,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Załącznik nożny,
- Wymiary: 35 x 16 x 22 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

