



Lampa zabiegowa LED EMALED 200 D PLUS (Sufitowa) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa do montażu sufitowego,
- **Zalety i cechy lampy:**
 - Bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach do badań i zabiegów,
 - Światło o wysokim kontraście i niskim zużyciu energii,
 - Bezcieniowe oświetlenie i dobre odwzorowanie kolorów,
 - Niskie zużycie energii światła próbnego o mocy zaledwie 10-15 W,
 - Długa żywotność diod LED wynosząca minimum 50 000 godzin zapewniają niskie koszty eksploatacji,
 - Niskie koszty serwisowe i długa żywotność zapewniają bezpieczną eksploatację i niskie koszty konserwacji,
 - Światło można ustawić w dowolnym położeniu dzięki ramieniu sprężynowemu z regulacją wysokości i obrotowi w poziomie 360 °,
 - Wysoka mobilność i dobre ustawienie korpusu lampy,
 - Naturalne odwzorowanie kolorów,
- Dane techniczne:
 - Maksymalne natężenie światła (na 1 m): 70 000 lx,
 - Intensywność oświetlenia: 30 - 100 %,
 - Dystans operacyjny: 70 - 140 cm,
 - Średnica pola świetlnego: 15 cm
 - Temperatura barwowa: 4 500 K,
 - Współczynnik odwzorowania barw 95 Ra,
 - Trwałość diod Led 50 000 h,
 - Średnica czaszy 24cm,
 - 7 diod Led,
 - Stała ogniskowa,
 - Napięcie główne: 230 V,
 - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
 - Moc głowicy lampy 10VA,
 - Waga głowicy lampy 1 kg,
 - Waga całkowita 12 kg,
- W zestawie zasilacz oraz zestaw do montażu sufitowego,
- Rura zawieszenia 680mm (możliwość zamówienia tego modelu z rurą zawieszenia 1500mm za dodatkową opłatą),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

