



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG Careclave 618 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Za pomocą Careclave możliwe jest czyszczenie i sterylizacja do 8 końcówek stomatologicznych, końcówek profilaktycznych lub tipów już w ciągu 22 minut,
- Careclave pielęgnuje kątnice i turbiny delikatnie i szybko. W dodatku zintegrowana stacja do pielęgnacji ADDcare sprawia, że pielęgnacja rotora odbywa się również bezpośrednio za pomocą Careclave,
- Careclave wykorzystuje opatentowaną technologię DRYtelligence oraz podwójny płaszcz, co sprawia, że oferuje wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego autoklawu. W dodatku umożliwi sterylizację wsadów do 11 kg na maks. 8 tacach lub w 4 kontenerach MELAstore w krótkim czasie. W oparciu o rewolucyjną koncepcję komory, mycie, pielęgnacja i sterylizacja narzędzi w Careboxie oraz jednoczesna sterylizacja innych instrumentów na krótkich tacach jest możliwa w jednym cyklu,
- System ProControl to koniec ery dokumentacji na papierze. Teraz możesz szybko i bezpiecznie przygotować dowód prawidłowego przeprowadzenia dekontaminacji narzędzi. Potwierdzenia procesu i etap zwolnienia wsadu odbywa się bezpośrednio na wyświetlaczu Careclave bez dodatkowego oprogramowania. Protokoły są zapisywane w pamięci USB lub w sieci gabinetu dając możliwość pełnej weryfikacji i kontroli danych w każdej chwili,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG Careclave 618:**
 - **Niższe koszty serwisu:** Careclave to pod względem cenowym znacznie korzystniejsza opcja niż autoklaw i dodatkowe urządzenie do dekontaminacji i pielęgnacji. Dodatkowo eliminuje koszty związane z przeglądami i serwisem dodatkowych urządzeń,
 - **O 45% więcej miejsca w miejscu sterylizacji:** Zaoszczędzisz więcej miejsca, ponieważ nie ma potrzeby używania dodatkowych urządzeń,
 - **Ochronę narzędzi, obniżkę kosztów serwisowania:** Z wykorzystaniem opatentowanego procesu dozowania iDos, każde narzędzie otrzymuje odpowiednią ilość oleju. Zapewnia to maksymalną niezawodność oraz trwałość urządzenia,
 - **Rewolucyjną koncepcję urządzeń:** Careclave umożliwia nie tylko efektywną dekontaminację i pielęgnację nawet 200 wgłębionych narzędzi dentystycznych dziennie, ale też umożliwia sterylizację innych narzędzi w tylnej części komory w tym samym czasie co Carebox, w jednym cyklu. Careclave spełnia bowiem wymagania normy dotyczącej myjni-dezynfektorów (PN EN ISO 15883) oraz autoklawów (PN EN 13060),
- **Dane techniczne:**
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 48,0 x 50,0 x 65,3 cm wysokości wraz z wyświetlaczem 56,2 cm Careclave pasuje na blat roboczy o głębokości 60 cm,
 - Waga: 69 kg,
 - Wielkość komory / objętość komory: Ø 25 cm x 35 cm długości / 18 litrów,
 - Ilość załadunku komory: maks. 11 kg instrumentów / 2 kg tekstyliów,
 - Ilość załadunku Carebox: maks. 8 narzędzi wgłębionych,
 - Sterylizacja wsadów: A i B,
 - Zasilanie prądem: 220-240 V, 50 Hz,
 - Pobór mocy: 3 kW,
 - Przyłącze sprężonego powietrza: 4 - 8 bar (sprężone powietrze zgodnie z ISO 7494-2),
 - Doprowadzenie wody uzdatnionej: maks. 35 °C, 1 - 10 bar, wymagane dodatkowe uzdatnianie wody,
 - Interfejsy dokumentacji: USB, sieć,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

