



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG Pro Line Vacuclave 118 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej.
- Autoklaw MELAG Pro Line Vacuclave 118 to model wolnostojący z możliwością podłączenia do systemu uzdatniania wody,
- Począwszy od załadunku, przez sterylizację aż do dokumentacji kompaktowy autoklaw klasy B oferuje korzystny stosunek ceny do wydajności, który nie ma sobie równych. W autoklawach ProLine wysterylizujesz więcej narzędzi w krótszym czasie co przekłada się bezpośrednio na oszczędności finansowe. A wszystkie te zalety są w najwyższej jakości MELAG,
- Modele serii ProLine oferują wszystko co jest potrzebne dla bezpiecznej, przyjaznej i oszczędzającej zasoby sterylizacji,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG Pro Line Vacuclave 118:**
  - **Potężna próżnia w klasie B:** Wiarygodna sterylizacja do 5 kg narzędzi na 5 tacach w zakresie 15 - 28 minut (plus suszenie),
  - **Wyświetlacz Smart - Touch ze statusem LED:** Dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem użytkownika dla łatwej obsługi jak w smartfonie, nawet w rękawiczkach ochronnych,
  - **Łączność i rejestracja danych:** Zgodny z wymogami prawa zapis danych sterylizacji na pendrive USB lub poprzez łącze sieciowe.,
  - **Koncepcja autoklawu wolnostojącego:** Zintegrowane zbiorniki wody i efektywne chłodzenie powietrzem dla niezależnej od wody chłodzącej pracy,
  - **Power - Save tryb oszczędzania energii:** Grzałka oraz wyświetlacz przechodzą w stan uśpienia pomiędzy cyklami pracy dla efektywności energetycznej,
  - **Easy - Care koncepcja łatwej konserwacji rutynowej:** Przyjazna dla użytkownika optymalizacja dla wydajnej wymiany filtra, czyszczenia zbiornika i zaopatrzenia w wodę,
- **Dane techniczne:**
  - Autoklaw klasy B,
  - Rozmiar komory: G 35 cm x Ø 25 cm,
  - Objętość komory: 17 l,
  - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 47 x 50 x 64 cm,
  - Wielkość załadunku: 5 kg instrumentów, 1,8 kg tekstyliów,
  - Wymaga blatu o min. głębokości 60 cm,
  - Waga: 48 kg,
  - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
  - Pobór mocy: 2100 W,
  - Interfejsy dokumentacji: USB, sieć,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

