



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG Pro Line Vacuclave 123 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Autoklaw MELAG Pro Line Vacuclave 123 to model wolnostojący z możliwością podłączenia do systemu uzdatniania wody,
- Począwszy od załadunku, przez sterylizację aż do dokumentacji kompaktowy autoklaw klasy B oferuje korzystny stosunek ceny do wydajności, który nie ma sobie równych. W autoklawach ProLine wysterylizujesz więcej narzędzi w krótszym czasie co przekłada się bezpośrednio na oszczędności finansowe. A wszystkie te zalety są w najwyższej jakości MELAG,
- Modele serii ProLine oferują wszystko co jest potrzebne dla bezpiecznej, przyjaznej i oszczędzającej zasoby sterylizacji,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG Pro Line Vacuclave 123:**
 - **Potężna próżnia w klasie B:** Wiarygodna sterylizacja do 6 kg narzędzi na 5 tacach w zakresie 16 - 28 minut (plus suszenie),
 - **Wyświetlacz Smart - Touch ze statusem LED:** Dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem użytkownika dla łatwej obsługi jak w smartfonie, nawet w rękawiczkach ochronnych,
 - **Łączność i rejestracja danych:** Zgodny z wymogami prawa zapis danych sterylizacji na pendrive USB lub poprzez łącze sieciowe,
 - **Koncepcja autoklawu wolnostojącego:** Zintegrowane zbiorniki wody i efektywne chłodzenie powietrzem dla niezależnej od wody chłodzącej pracy,
 - **Power - Save tryb oszczędzania energii:** Grzałka oraz wyświetlacz przechodzą w stan uśpienia pomiędzy cyklami pracy dla efektywności energetycznej,
 - **Easy - Care koncepcja łatwej konserwacji rutynowej:** Przyjazna dla użytkownika optymalizacja dla wydajnej wymiany filtra, czyszczenia zbiornika i zaopatrzenia w wodę,
- **Dane techniczne:**
 - Autoklaw klasy B,
 - Rozmiar komory: G 45 cm x Ø 25 cm,
 - Objętość komory: 23 l,
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 47 x 50 x 64 cm,
 - Wielkość załadunku: 6 kg instrumentów, 2 kg tekstyliów,
 - Wymaga blatu o min. głębokości 60 cm,
 - Waga: 49 kg,
 - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
 - Pobór mocy: 2100 W,
 - Interfejsy dokumentacji: USB, sieć,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

