



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 40 B+ (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 40 B+ to model z podłączeniem wodociągowym,
- Poza typowymi funkcjami MELAG, takimi jak zapis czasu pracy, intuicyjna obsługa, zintegrowana dokumentacja i zwolnienie wsadu, sterylizatory parowe nowej serii Evolution oferują szeroki zakres niepowtarzalnych i innowacyjnych rozwiązań, które mogły zostać dopracowane do takiego stopnia perfekcji tylko przez wysokiej klasy specjalistę ds. higieny medycznej i oczyszczania narzędzi. Nowa seria Evolution to połączenie jeszcze krótszych czasów pracy, szerokiej dostępności narzędzi oraz oszczędności energii

### **• Cechy i zalety autoklawu MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 40 B+:**

- **Oszczędzanie czasu i energii:** Opatentowana technologia DRYtelligence® jest unikalnym i innowacyjnym rozwiązaniem marki MELAG. Ta technologia inteligentnego suszenia opiera się na funkcji suszenia sterowanego czujnikiem. Specjalnie opracowany algorytm umożliwia automatyczne dostosowanie suszenia do wsadu w sterylizatorze. Technologia DRYtelligence® umożliwia automatyczne suszenie narzędzi opakowanych i nieopakowanych przy pełnym lub niepełnym wsadzie, w czasie zależnym od poziomu napełnienia urządzenia. DRYtelligence® gwarantuje nie tylko optymalne rezultaty czyszczenia, ale także skraca jego czas nawet do 80%,

- **Wydajność pracy:** Objętość wsadu serii Evolution jest imponująca i wynosi 9 kg. Sprawia to, że sterylizatory parowe Evolution są jednymi z najmocniejszych w swojej kategorii. Aby wysterylizować tak duży wsad, wyposażyliśmy nasze sterylizatory w nowe elementy umożliwiające optymalne wykorzystanie wydajności komory. Dodatkowe poziomy tac (do ośmiu tac) zwiększają pojemność, a także umożliwiają sterylizację pojedynczo pakowanych rękojeści i kątnic, na przykład w połączeniu z kontenerami MELAstore. W praktyce oznacza to mniej cykli sterylizacji, mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty,

- **Bezpieczna dokumentacja:** Kolorowy wyświetlacz dotykowy XXL z nowoczesnym „płaskim designem” umożliwia intuicyjną obsługę na najwyższym poziomie. Nowa seria Evolution wyposażona jest także w zintegrowane oprogramowania do dokumentowania, zwalniania i śledzenia. Połączenie sterylizatorów z drukarką etykiet MELAprint 60 bezpośrednio lub za pośrednictwem komputera umożliwia generowanie indywidualnie dostosowanych dokumentacji,

### **• Dane techniczne:**

- Autoklaw klasy B ze stałym przyłączem wodociągowym,
  - Rozmiar komory: G 35 cm x Ø 25 cm,
  - Objętość komory: 18 l,
  - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 46 x 50 x 55 cm,
  - Wysokość z wyświetlaczem: 56 cm,
  - Wielkość załadunku: max. 9 kg narzędzi / 2 kg tekstyliów,
  - Wymaga blatu o min. głębokości 50 cm,
  - Waga: 55 kg,
  - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
  - Pobór mocy: 3400 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
  - Gwarancja 12 miesięcy,
  - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

