



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 43 B+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 43 B+ to model wolnostojący z wewnętrznym zbiornikiem wody,
- MELAG Vacuklav 43B+ Evolution to autoklaw chłodzony powietrzem to idealne urządzenie dla wszystkich klinik, które potrzebują szybki, duży i niezawodny autoklaw bez przyłączy hydraulicznych. Głębsza komora (45 cm) umożliwia sterylizację większych wsadów niż w podobnym Vacuklavie 41 B+ Evolution. Bardzo krótkie czasy sterylizacji pozwalają na zastosowanie tego autoklawu w klinikach, które chcą sterylizować liczne narzędzia w krótkim czasie. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu pracy i oszczędza zasoby dzięki specjalnie opracowanym algorytmom, które dostosowują czas suszenia do wsadu.
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 43 B+:**
 - Najszybsze cykle za pomocą opatentowanej technologii podwójnej komory,
 - Opatentowany system DRYtelligence - inteligentne suszenie dla każdego wsadu,
 - Dokumentacja, zwalnianie i śledzenie, duży kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika,
 - Długa komora sterylizacyjna dopuszczająca wsady o maksymalnej wadze 9 kg,
 - Autoklaw wolno stojący z systemem chłodzenia powietrzem,
 - MELAconnect - status urządzenia i postęp programu za pomocą aplikacji na smartfonie,
- **Dane techniczne:**
 - Autoklaw klasy B wolnostojący z wewnętrznym zbiornikiem wody,
 - Rozmiar komory: G 45 cm x Ø 25 cm,
 - Objętość komory: 23 l,
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 46 x 50 x 68 cm,
 - Wysokość z wyświetlaczem: 56 cm,
 - Wielkość załadunku: max. 9 kg narzędzi / 2,5 kg tekstyliów,
 - Waga: 69 kg,
 - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
 - Pobór mocy: 3400 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

