



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Koncentrator tlenu PHILIPS RESPIRONICS EVERFLO OPI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Philips Respironics Everflo** jest lekkim i łatwym w użyciu koncentratorem tlenu,
- Urządzenie wytwarza stężony tlen z powietrza pobranego z otoczenia w celu dostarczenia go pacjentowi wymagającemu terapii tlenowej o niskim przepływie. Tlen z powietrza podlega stężeniu za pomocą sita molekularnego w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej,
- Cichy i oszczędny,
- **Specyfikacja:**
 - Wyposażony w miernik przepływu,
 - Płynna regulacja przepływu w zakresie 0,5 - 5 L / min,
 - Koncentracja tlenu (przy 5 LPM): 93 %,
 - Poziom hałasu: $\leq$ 40 dB,
 - Mobilny na kółkach, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Kaniula nosowa lub maska tlenowa z drenem o długości 2,1 m (**do wyboru przez klienta**),
 - Nawilżacz (butelka),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 25 x 59 cm,
- Waga: 14 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

