



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska/stół diagnostyczno zabiegowy (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- **Tapicerka z atestem medycznym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Kozetka lekarska może również posłużyć jako stół diagnostyczno zabiegowy z możliwością zabiegów ginekologicznych,
- Duża ilość funkcji którą zapewnia stół pozwala na wszelaki zakres wykonywanych czynności,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
 - Wysokości: 67 - 96 cm,
 - **Manualna regulacja:**
 - Oparcie zagłówek: -90° / 0° / 32°,
 - Oparcie pleców: 0° / 67°,
 - Siedzisko: 0° / 20°,
 - Wbudowane obustronne szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wbudowany wieszak na papier,
 - Wbudowane 2 gniazda przeznaczone do zasilania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Sterownik nożny,
 - Przewód zasilający,
 - Wieszak na papier,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 72 x 206 x 67/96 cm,
 - Zagłówek: 67 x 49 cm,
 - Oparcie barków: 67 x 35 cm,
 - Oparcie pleców: 67 x 82 cm,
 - Siedzisko: 67 x 35 cm,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

