



Sterylicator na suche powietrze PREMEDI SPW 65M (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 W,
- **SPW 65M** to sterylizator na gorące powietrze, jest w pełni bezpiecznym i trwałym urządzeniem. Spełnia wszelkie wymagania w zakresie urządzeń kompaktowych,
- Urządzenie może być stosowane w weterynarii i medycynie,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja temperatury: Od 10°C do 200°C,
 - Wyłącznik czasowy w zakresie: Od 15 do 180 min. / ∞ ,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 3 szt. - półki: 38 x 34 cm,
- Wymiary:
 - Całkowite: 50 x 50 x 70 cm,
 - Komory: 39 x 37 x 40 cm,
- Waga: 43 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

