



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny MEDIFA 400570 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 285 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze ciemno-pomarańczowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Regulacja wysokości: 55 - 90 cm,
  - Regulacja wysokości części miedniczej: 23 cm,
  - Regulacja odcinka miednicy: 0 / 20°,
  - Regulacja sekcji pleców w zakresie: 50°,
  - Regulacja podnóżka w zakresie: 30°,
- **Cechy:**
  - Siedzisko i rama oparcia wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej,
  - Ruchy elektryczne sterowane za pomocą łatwego w obsłudze przełącznika nożnego na kablu,
  - Ruchy elektryczne sterowane za pomocą łatwego w obsłudze przełącznika ręcznego z kolorowym wyświetlaczem,
  - Uchwyt na rolkę papieru (do 500 mm) przy oparciu,
  - 12 pozycji pamięci,
  - Możliwość stałego podłączenia wody do splukiwania nieczystości,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy sterownik nożny,
  - Przewodowy pilot sterujący,
  - Wieszak na papier,
  - Rura odpływowa na nieczystości,
  - Kolanko odpływu,
  - Przewód uziemienia,
  - Demontowalne oparcie nóg,
  - Wysuwana miska na nieczystości,
- **Wymiary:**
  - Zagłówek: 56 x 33 cm,
  - Oparcie pleców: 56 x 58 cm,
  - Siedzisko: 56 x 39 cm,
  - Oparcie nóg: 56 x 56 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 115 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

