



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop OLYMPUS EVIS EXERA II GIF-H180 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- Głębina ostrości: 2 - 100 mm,
- Średnica zewnętrzna: 9.8 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2.8 mm,
- Długość robocza: 1030 mm,
- Całkowita długość: 1345 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/90°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
- **W zestawie:**
 - Zawór ssący,
 - Zawór wodno-powietrzny,
 - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
 - Oryginalna walizka,
 - 1 szt. - klucz do walizki,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

