



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wspornik biodra FAMED ŻYWIEC WS-93.5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- Służy do podpierania ciała pacjenta w części lędźwiowej, w pozycji leżącej twarzą w stronę materaca,
- Stosowany jest z obu stron pacjenta. Składa się z materacy o klinowym kształcie oraz części nośnej, ze stali nierdzewnej z wykończeniem metalowym,
- Wspornik umożliwia regulację wysokości materacy oraz odległości między nimi,
- Wymiary wspornika: 10 x 19 x 8.5 cm,
- Waga: 1.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

