



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Depilacja laser DEKA MOTUS AX (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3680 VA,
- Laser **MOTUS AX** to najnowszej generacji laser aleksandrytowy o długości fali 755nm, idealny do trwałej epilacji nawet jasnych i ciekich włosów,
- Laser aleksandrytowy o długości fali 755 nm, która ma wysoką absorpcję w melaninie, co jest kluczowe w zabiegach depilacji laserowej. Wyposażony jest w nowoczesną technologię Moveo, opierającą się na prostych, szybkich ruchach wykonywanych na obszarach zabiegowych przy użyciu szafi rowej końcówki o rozmiarze 20 mm.,
- Praca w trybie MOVEO powoduje stopniowe nagrzewanie prowadząc do usuwania włosów w sposób bezbolesny i bezpieczny dla pacjenta. Na komfort zabiegu wpływa również wbudowany zintegrowany system kontaktowego chłodzenia skóry. Szafirowa końcówka jest schładzana do temperatury 15°C,
- **Motus AX** wykorzystuje nową technologię laserową, aby zrewolucjonizować sposób dostarczania energii laserowej do mieszków włosowych. Rezultatem jest większy komfort pacjenta na wszystkich typach skóry z równą lub większą skutecznością w porównaniu z tradycyjnymi laserami do usuwania włosów,
- **Cechy:**
  - Innowacyjny system **MOVEO** – zapewniający maksymalną skuteczność przy komforcie i bezpieczeństwie zabiegu,
  - Skuteczny dla cienkich i jasnych włosów,
  - Wysoka moc szczytowa- ponad 6000 W,
  - Możliwość wyboru krótkich impulsów (do 2 ms),
  - Zintegrowany system kontaktowego chłodzenia skóry,
  - Bezbolesny,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Typ lasera: aleksandrytowy,
  - Długość fali: 755 nm.,
  - Czas trwania impulsu:
    - Od 2 do 50 ms (puls pojedynczy),
    - Od 4 80 ms (puls podwójny),
    - Całkowita długość impulsu: Od 2 do 300 ms,
  - Fluencja: do 160 J/cm<sup>2</sup>,
  - Programy:
    - 324 programy do usuwania włosów,
    - 32 programy dla zmian pigmentowych,
    - Opcja FREE MODE,
- **Urządzenie mobilne na 4 kółkach hamujących,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, IT, ES, FR,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Demontowalny uchwyt na głowicę,
  - Głowica laserowa DEKA 20 mm.,
  - Przewodowy sterownik nożny,
  - Dedykowana walizka z akcesoriami do lasera,
  - Dedykowane akcesoria przeznaczone do prawidłowego działania urządzenia,
- Wymiary:
  - Urządzenia: 51 x 83 x 95 cm,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

