



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SZ-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Famed SZ-01** jest stołem, którego prosta i wytrzymała konstrukcja pozwala na zastosowanie również poza salą operacyjną,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Wyposażony w:**
  - Segment głowy mocowany na szynę umieszczoną nad segmentem pleców,
  - Zdejmowany, dzielony segment nóg poszerzający wachlarz możliwości zabiegowych,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu, w tym jedną nad segmentem głowy,
  - Blokadę regulacji kąta oparcia segmentu pleców,
  - Dwa wygodne uchwyty po obu stronach segmentu głowy do wygodnego prowadzenia stołu, w tym jeden do ustawienia stołu w pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga,
- Hydrauliczne sterowanie wysokością leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 81 - 106 cm,
- **Płynna, manualna regulacja kąta nachylenia leża oraz poszczególnych jego segmentów za pomocą dźwigni sprężyn gazowych:**
  - Zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga w zakresie 25° oraz Anty-Trendelenburga w zakresie 12°,
  - Segmentu:
    - Pleców: (-40)° / 0° / 80°,
    - Głowy: (-40)° / 0° / 50°,
    - Nóg (dzielonego): (-90)° / 0° / 15°,
- Regulacja wysokości leża w zakresie: 23 cm,
- Możliwość odwiedzenia obu elementów dzielonego segmentu nóg w zakresie 0 - 90°,
- Konstrukcja podglówka, dzięki dwóm obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylenia kąтового oraz wzdłużnego materaca,
- Przezierny dla promieniowania X - RAY,
- Przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na kołach o  $\varnothing$  12.5 cm z centralnym hamulcem,
- Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,
- Wymiary:
  - Leża: 55 x 202 x 5 cm,
  - Ogólne: 200 x 56 x 81/106 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 KG,
- Waga: 117 KG,
- Kat 06,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

