



Torby LIFEPAK 15 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zestaw toreb z mocowaniami przeznaczonymi do montażu na defibrylatorze LIFEPAK 15,
- Torby wyposażone w zamki błyskawiczne,
- Solidny materiał oraz odporny na liczne przetarcia,
- **W zestawie:**
 - **Główna torba z obustronnymi schawkami wraz z solidnymi mocowaniami plastikowymi,**
 - **Pas mocujący na ramię do transportu całego osprzętu,**
 - **Górna podłużna torba do przechowywania łyżek twardych działająca na systemie zamków błyskawicznych,**
- Wymiary:
 - Główna obustronna torba: 22 x 64 x 27 cm,
 - Boczne kieszenie: 11 x 22 x 26 cm,
 - Tylne kieszeń: 31 x 8 x 17 cm,
 - Torba na łyżki twarde: 34 x 11 x 8,5 cm,
- Waga: 3.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

