



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do laseroterapii i elektroterapii BTL 4825L Topline (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K. , (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 6 V / 1.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 72 W,
- **BTL 4000** służy do przeprowadzania zabiegów elektroterapii,
- Elektroterapia to inaczej leczenie prądem. Jest to zabieg, podczas którego stosuje się różnego typu lecznicze prądy – stałe lub zmienne, o różnej częstotliwości. Elektroterapia jest odmianą fizykoterapii i stosowana jest w leczeniu objawowym schorzeń między innymi układu ruchu,
- Parametry terapii można w prosty sposób ustawić za pomocą przycisków na ekranie dotykowym oraz na przednim panelu aparatu,
- W trakcie całej terapii urządzenie cały czas wyświetla na ekranie informacje na temat stosowanego rodzaju terapii, używanych akcesoriów, pozostałego czasu terapii oraz głównych parametrów,
- **Aparat posiada:**
 - Gotowe programy terapeutyczne oraz programy użytkownika pomagające w doborze procedury,
 - Wbudowaną encyklopedię z opisanymi w niej zaleceniami odnośnie stosowanych terapii i wieloma przydatnymi wskazówkami,
 - Rozbudowany bank diagnoz i programów,
 - Dotykowy, czytelny ekran o przekątnej 4,5",
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, CS, DE, PL, ES, FR, IT, PT, RU, RO, TR, KR, NR, SE, HU, KZ, CN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający oraz zasilacz,
 - Sonda punktowa podczerwona IR 400 mW / 830 nm,
 - Rysik,
 - 2 szt. – okulary ochronne BTL,
 - 2 szt. – kabel pacjenta,
 - 6 szt. – elektroda BTL 70 x 50 mm.,
 - 2 szt. – komplet przewodów do elektrod,
 - 4 szt. – woreczek na elektrodę,
 - 2 szt. – pokrowiec wiskozowy,
 - 2 szt. – elektrody BTL,
 - Zestaw 4 par pasów mocujących do aplikatorów BTL,
- Wymiary: 34.5 x 16 x 14.5 cm,
- Waga: 4.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

