



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny PRAISTECH FG-R01 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze kremowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel ginekologiczny **PRAISTECH FG-R01** posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia,
- Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka. **Model FG-R01** posiada elektrycznie regulowaną wysokość,
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą. W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Elektryczna regulacja:**
    - Wysokości w zakresie: 65 – 100 cm,
  - **Manualna regulacja:**
    - Oparcia pleców: 0° / 75°,
    - Pozycji:
      - Trendelenbura: 0° / 20°,
      - Anty-Trendelenburga: 0° / -15°,
  - Fotel wyposażony w system jezdny,
  - Swobodnie wysuwana misa na nieczystości,
  - Demontowalny podnóżek oparcia nóg,
- **Tapicerka posiada normalne ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Sterownik nożny,
  - Uchwyt na papier,
  - 2 szt. – oparcie kolan,
  - Stojak na kroplówkę,
  - Demontowalny podnóżek,
  - Misa na nieczystości,
- **Wymiary:**
  - Podnóżka: 55 x 90 cm,
  - Siedziska: 65 x 45 cm,
  - Zagłówka: 50 x 45 cm,
  - Całkowite: 65 x 139/190 x 133/170 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

