



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny THERAPY EQUIPMENT LTD 8011V35 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowane akumulator 12 V / 3.4 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0.45 A,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wytwarzanie podciśnienie: Od -5 do -550 mmHg,
 - Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki,
- **Wyposażony w:**
 - Uchwyt do mocowania stojów,
 - Uchwyt do swobodnego przemieszczania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słój z tworzywa o pojemności 1.5 L,
 - Wąż ssący autoklawowalny - wielorazowego użytku,
 - Filtr hydrofobowy,
- Wymiary: 27 x 40 x 40 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

