



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rejestrator video TEAC UR-4MD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **TEAC UR-4MD** jest rejestratorem wideo o wysokiej rozdzielczości zaprojektowany z myślą o szybkiej konfiguracji i łatwości użytkowania, a jednocześnie posiada solidną listę funkcji oraz możliwości,
- Poprzez automatyczne wykrywanie połączeń wideo wraz z automatycznym wykrywaniem rozdzielczości konfiguracja jest szybka oraz łatwa,
- Przedni panel sterowania pozwala użytkownikom intuicyjnie nagrywać filmy i zdjęcia w krystalicznie czystej jakości Full HD. Wbudowany dysk twardy umożliwia niezawodne nagrywanie i tworzenie kopii zapasowych danych, jednak można również nagrywać jednocześnie na pamięci USB i dyskach twardej USB w celu archiwizowania, udostępniania i odtwarzania filmów i zdjęć na innych urządzeniach i w innych lokalizacjach,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Ekran:**
 - Wyświetlacz LCD 3.5" cala,
 - **Dysk:**
 - 2.5" cala 500 GB,
 - Format: FAT32,
 - **Sygnaty cyfrowy (wideo o wysokiej rozdzielczości):**
 - SDI: 1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i,
 - DVI-D: 640 x 480 / 1920 x 1200,
 - **Gniazda:**
 - COMPOSITE: IN / OUT,
 - S-VIDEO: IN / OUT,
 - EXT SW:
 - VIDEO / PHOTO,
 - IN / OUT AUDIO,
 - DVI: IN / OUT,
 - SDI: IN / THRU / OUT,
 - MIC IN,
 - REMOTE,
 - 4 x USB,
 - LAN,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, JP, FR, DE, IT, ES, KR, CN, PT, TR,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21 x 23.5 x 8.5 cm,
- Waga: 2.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

