



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podgrzewacz do strzykawek chirurgicznych SILFRADENT APAG (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **APAG** to urządzenie medyczne do podgrzewania strzykawek w kontrolowanej temperaturze w zależności od programu,
- Celem jest uzyskanie biologicznie zgodnego materiału polimerowego stosowanego jako materiał wypełniający i stymulujący tkankę łączną do produkcji kolagenu wykorzystywany w medycynie estetycznej,
- Denaturowane są struktury drugo- i trzeciorzędowe, natomiast wiązania peptydowe podstawowej struktury pomiędzy aminokwasami pozostają nienaruszone,
- Gęstość produktu jest uzależniona od czasu podgrzewania i dopasowana do miejsca podania. Specjalnie zaprojektowane urządzenie medyczne jest antystatyczne/antymagnetyczne. Jest bezpieczne w procesie podgrzewania produktu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja temperatury: Od 35°C do 80°C,
 - Regulacja czasu: 1 min. – 60 min.,
 - **2 wstępnie ustawione programy:**
 - Denaturacja albuminy (możliwość regulacji czasu),
 - Aktywacja kolagenu (możliwość regulacji czasu),
 - Wbudowane 3 programy z możliwością swobodnej regulacji temperatury oraz czasu,
 - **Wbudowane kielichy grzewcze:**
 - 4 szt. - ø11 mm. x 110 mm.,
 - 4 szt. - ø8.4 mm. x 110 mm.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, FR, GER, IT,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: ENG,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 14 x 25 x 17 cm,
- Waga: 2.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



