



## Procesor kamery OLYMPUS OTV-SC z głową kamery MAJ-554 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- TV typ: PAL,
- Funkcja balansu bieli,
- Intuicyjna obsługa,
- **Klawiatura w panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Głowa kamery OLYMPUS Model MAJ-554,
  - Łącznik kamery OLYMPUS Model AR-T12E,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33 x 22 x 5 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

