



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Szyna rehabilitacyjna CPM ORMED ARTROMOT K1 CLASSIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Zakres ruchu:**
    - Wyprost / Zgięcie w kolanie: -10° / 0° / 120°,
    - Wyprost / Zgięcie w biodrze: 0° / 7° / 115°,
  - **Funkcje:**
    - Pauzy (w wyproście i zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min,
    - Prędkość: 5% - 100%,
    - Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary: 36 x 97 x 23 cm,
- Waga: 11 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

