



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna rehabilitacyjna CPM ORMED ARTROMOT K1 CLASSIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Zakres ruchu:**
 - Wyprost / Zgięcie w kolanie: -10° / 0° / 120°,
 - Wyprost / Zgięcie w biodrze: 0° / 7° / 115°,
 - **Funkcje:**
 - Pauzy (w wyproście i zgięciu): 0 - 59 s / 1 - 59 min,
 - Prędkość: 5% - 100%,
 - Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary: 36 x 97 x 23 cm,
- Waga: 11 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

