



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw laboratoryjny KLASY B BIOBASE BKM-Z45B (Powystawowy (demo))**

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C, (2023 r.),
- Zasilanie: 380 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 5800 W,
- **Cechy:**
  - Dotykowy ekran LCD wyświetlający informacje dotyczące temperatury, ciśnienia, czasu, stanu pracy, błędów i alarmów,
  - Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, wielokrotna kontrola i ochrona parownika, blokada zabezpieczająca drzwi, podwójne zabezpieczenie przed nadciśnieniem,
  - Mobilna sonda temperatury umożliwia bezpośredni pomiar temperatury wewnętrznej cieczy, co pozwala na zapewnienie efektu sterylizacji cieczy,
  - Sterylizator posiada automatyczną konstrukcję drzwi, która jest szybka i wygodna w obsłudze, skutecznie chroni i zapobiega przed poparzeniem,
  - Wysokowydajny system ekstrakcji próżniowej, niski poziom hałasu, ekstremalne podciśnienie ponad -90KPa, duża prędkość ekstrakcji, dobra suchość, pełniejsza sterylizacja,
  - Ogrzewanie, sterylizacja, wyciąganie i suszenie odbywa się całkowicie automatycznie,
  - Komora jest ogrzewana za pomocą nagrzewnicy filmowej, co pozwala zaoszczędzić energię i czas,
  - Filtr powietrza o wysokiej wydajności 0,22 µm, zapobiegający ponownemu zanieczyszczeniu sterylizowanych materiałów, o skuteczności filtracji przekraczającej 99.5%,
  - Filtr wody w zbiorniku i komorze można szybko zdemontować i łatwo wyczyścić,
  - Wbudowany zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej, wewnętrzny cykl pary i wody,
  - Standardowa wbudowana drukarka,
  - Standardowy port USB,
- **Programy:**
  - Procedury eksponowane,
  - Procedury pakowania,
  - Procedury gumowe,
  - Procedury opatrunkowe,
  - Procedury płynne ,
  - Personalizacja płynna,
  - Procedury sterylizacji podłoża,
  - Procedury rozpuszczania podłoża,
  - Personalizacja stała,
  - Testy B&D,
  - Testy próżniowe,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pojemność: 45 l.,
  - Wymiary komory:  $\varnothing 31.6 \times 62.1$  cm,
  - Ciśnienie projektowe: -0.1 / 0.3 MPa,
  - Temperatura projektowa: 144°C,
  - Zakres temperatur: Od 105°C do 138°C,
- **W zestawie:**
  - 3 x taca o wymiarach: 24 x 46 cm,
  - Uchwyt do tacek,
  - Zapasowa uszczelka drzwi,
  - Papier do drukarki,
- Wymiary: 64 x 83 x 55 cm,
- Waga: 140 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

