



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa zabiegowa BENEFIT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 22 W,
- Lampa zabiegowa **BENEFIT** z możliwością montażu za pomocą śrubowego zacisku,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Swobodna regulacja czaszy w zakresie pionowym oraz poziomym,
  - 2- segmentowe ramie z swobodną regulacją nachylenia czaszy lampy,
  - Możliwość obrotu lampy w zakresie 360°,
  - Wbudowanych uchwyt do swobodnej regulacji,
  - Wbudowane pokrętła przeznaczone do ustawienia regulacji lampy w wybranej pozycji,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Czaszy:  $\varnothing 23.5$  cm,
  - Całkowite: 23.5 cm x 72 cm,
- Waga: 2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

