



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG GE MAC 1600 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory Li-Ion 14.8 V / 2.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowany wyraźny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej "7" cali,
 - Kompaktowa obudowa,
 - Urządzenie można skonfigurować tak, aby umożliwiała odczyt spoczynkowego EKG, rytmu, arytmii i testów wysiłkowych,
 - Wykrywa niewłaściwe podłączenie pacjenta,
 - Wbudowana drukarka,
 - Szybkość zapisu: 5 / 12.5 / 25 lub 50 mm/s,
 - Czułość zapisu: 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT, ES, SE, PT, DU, FI, HU, PL, CS, NR, CN, JP, RU, SK, KR,**
- **Aparat umieszczony na mobilnym wózku firmy GE Healthcare:**
 - 4 stabilne kółka w tym 2 hamujące,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Nowy przewód EKG 10 - odprowadzeniowy,
 - 2 x klipsy do przewodów,
 - Zestaw szerokich klipsów Mactrode 10,
 - Mocowany uchwyt do przewodów EKG,
 - Ramię z uchwytem do mocowania przewodów EKG,
- Wymiary całkowite: 46 x 60 x 120 cm,
- Waga całkowita: 29 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

