



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diatermia chirurgiczna radiofalowa ELLMAN PELLEVE S5 (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 W,
- **Pelleve S5** to urządzenia wykorzystujące dwa typy fali radiowej dla precyzyjnych zabiegów chirurgii oraz liftingu skóry bez okresu rekonwalescencji,
- **Cechy:**
  - **Pelleve** precyzyjnie dostarcza energię do tkanki skórnej za pomocą zaawansowanej technologii częstotliwości fal radiowych w celu wywołania skurczu kolagenu bez uszkodzania naskórka,
  - Kompaktowa ergonomiczna konstrukcja umożliwia wygodne manewrowanie wokół konturów twarzy, w tym obszarów trudno dostępnych, takich jak obszar okołoooczodołowy,
  - Dzięki precyzyjnemu cięciu rany goją się znacznie szybciej i są mało widoczne,
  - Możliwość stosowania przy różnego rodzaju zabiegach,
  - Małe ryzyko obrzęku po zabiegach,
  - Precyzyjne cięcie w różnych tkankach,
  - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
  - Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
- Wykorzystuje dwa typy fali radiowej dla precyzyjnych zabiegów chirurgii oraz liftingu skóry bez okresu rekonwalescencji:
  - Falę radiową monopolarną o częstotliwości 4.0 Mhz,
  - Falę radiową bipolarną o częstotliwości 1.7 Mhz,
- **Posiada następujące funkcje:**
  - **Monopolarne:**
    - CUT - 120 W,
    - BLEND - 90 W,
    - COAG - 60 W,
    - FULGURATE - 45 W,
  - **Bipolarne:**
    - CUT - 120 W,
    - BLEND - 120 W,
    - COAG - 120 W,
    - FULGURATE - 120 W,
- **Diatermia umieszczona na mobilnym wózku ELLMAN wyposażonym w:**
  - Wygodny uchwyt do transportu,
  - Ruchome ramię z klipsem,
  - Trzy półki na akcesoria,
  - Cztery podwójne kółka, w tym dwa przednie z hamulcami,
- **W zestawie:**
  - **Rękojeści:**
    - Pelleve GlideSafe 15mm. - 2 szt.,
    - Pelleve GlideSafe 10 mm. - 3 szt.,
    - Ellman z przełącznikiem - 3 przyciski,
    - Rękojeść Ellman,
  - Elektroda igłowa BALLETT,
  - Pęseta Ellman 7.25" x 1.0 mm.,
  - Pęseta Ellman 3.5" x 0.5 mm.,
  - Elektroda płaska ELLMAN,
  - Załącznik nożny,
  - Zestaw elektrod - 4 szt.,
  - Przewody połączeniowe 3 - pin - 4 szt.,
  - Przewody połączeniowe 2 - pin - 2 szt.,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 50 x 35 x 130 cm,
- Waga: 39.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

