



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak MEDELA DOMINANT FLEX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji , (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Ssak Dominant Flex** jest ssakiem próżniowym marki **MEDELA** z funkcją regulacji wydajności dla komfortu użytkownika. Sprzęt jest rekomendowany w szczególności na sale operacyjne, do neurochirurgii, chirurgii plastycznej i ogólnej – wszędzie tam, gdzie jest wymagane szybkie, mocne i precyzyjne ssanie,
- **Dominant Flex** posiada bezobsługową pompę tłokową, niskoobrotową, a także niezwykle precyzyjny membranowy regulator podciśnienia. Urządzenie jest w pełni przystosowane do pracy ciągłej, posiada możliwości do zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach, jak i możliwość do stosowania jednorazowych wkładów,
- Urządzenie wykorzystuje technologię **CleanTouch**. Gładka, jednoczęściowa obudowa pompy znacząco ułatwia czyszczenie. Jej konstrukcja zawiera materiały odporne na silne środki dezynfekcyjne. Ze względu na zastosowanie wyłącznika dotykowego urządzenie nie posiada żadnych szczelin i bruzd. Nożny włącznik/wyłącznik zintegrowany z wózkiem umożliwia obsługę ssaka bez użycia rąk,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Bardzo niski poziom hałasu (poniżej 40 dB),
 - Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min.),
 - Max. podciśnienie ≥ 95 kPa (713 mmHg),
 - Przygotowany do pracy ciągłej (24 godzin./dobę),
 - Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED,
 - Wózek na czterech kołach wszystkie z blokadami (model jezdny),
 - Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach,
 - Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych,
 - Wydajność: 40 L/min. (tryb cichy), 50 L/min. (tryb normalny), 60 L/min. (tryb turbo),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku ENF, DE, FR, IT, NL, SV, FI, NO, ES, PT (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 1x słoje MEDELA 250 ml.,
 - 1x słoje MEDELA 2000 ml.,
 - 1x wąż do ssaka 65 cm,
 - 1x wąż do ssaka 200 cm,
- Wymiary:
 - Urządzenia: 30 x 37 x 21 cm,
 - Całkowite: 53 x 52 x 95 cm,
- Waga:
 - Urządzenia: 9.3 KG,
 - Całkowita: 18 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

