



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY SYSTEM 720i (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: Halogenowa 12 V / 30 W,
- Oprogramowanie: 5.1.2.,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pole widzenia: 89°,
  - Maksymalna intensywność bodźca: 10 000 ASB,
  - Czas trwania bodźca: 200 ms,
  - Długość fali bodźca: Szerokopasmowe światło widzialne,
  - Oświetlenie czaszy: 31,5 ASB,
  - Dystans badania: 30 cm,
  - **Biblioteka testów progowych:**
    - 24-2, 30-2, 10-2, Plamka,
    - 60-4, krok nosalowy,
  - **Strategie testów progowych:**
    - SITA Standard, SITA Fast, Pełny Próg, FastPac,
  - **Biblioteka testów przesiewowych:**
    - Wzory testowania centralnego pola: C40, C64, C76, C80, C-Armal,
    - Wzory testów pola obwodowego: P-60, FF-81, FF-120, FF-135, FF-246, FF-Armaly,
    - Strategie testów przesiewowych: dwie strefy, trzy strefy, kwantyfikuj wady,
    - Tryby testu przesiewowego: skorygowany wiek, związany z progiem, pojedyncza intensywność,
  - **Specjalna biblioteka testowa:**
    - Esterman Monocular,
    - Lornetka Estermana,
    - Pokój superior 36,
    - Pokój superior 64,
    - Bodziec / Kolor tła: biały na białym,
    - Ogólne cechy testowe: Rozmiary bodźców Goldmann: III,
  - Magazyn testowy zdefiniowany przez użytkownika,
  - Posiada wbudowany dotykowy monitor o przekątnej 11",
  - Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół i na boki,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, ES, FR, IT, JP, PT, SE,**
- **Całość umieszczona na mobilnym stoliku okulistycznym SKF ACTUATION SYSTEM:**
  - Z możliwością regulacji wysokości w zakresie: 67 - 100 cm,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Przycisk pacjenta,
  - Klawiatura przewodowa,
  - Wbudowana drukarka PRINTEX
  - Pendrive z plikiem kalibracyjnym,
- Wymiary:
  - Całkowite: Całkowite: 87 x 55 x 133/166 cm,
- Waga: 84 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

