



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ssak chirurgiczny REXMED RSU-586G (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji tajwadzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Próżnia w zakresie: Od -10 do 760 mm/hg,
  - Przepływ próżni: 80 l. / min.,
  - Sterowanie za pomocą sterownika nożnego,
  - Wbudowana pompa bezolejowa,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - 2x słój,
  - Wąż ssący,
- Wymiary: 47 x 38 x 85 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



