



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor chirurgiczny SONY LMD-X550MD 4K (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 290 W,
- 55-calowy monitor medyczny **SONY LMD-X550MD** wyświetla kolorowe obrazy wideo 2D w wysokiej rozdzielczości 4K Ultra HD i przeznaczony jest do systemów obrazowania medycznego, takich jak endoskopy i kamery laparoskopowe. Dzięki smukłej i ergonomicznej konstrukcji monitor doskonale nadaje się do instalacji na salach operacyjnych, w ośrodkach chirurgicznych, klinikach jak również gabinetach lekarskich. Skierowane ku dołowi złącza sygnałowe zapewniają uporządkowaną i przejrzystą integrację,
- Monitor marki **SONY** wyposażony jest w różne technologie zapewniające optymalny kontrast oraz dobrą widoczność pojedynczych struktur oraz realistyczne odwzorowanie kolorów niezależnie od warunków oświetlenia oraz kąta widzenia. Za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu obsługi z podświetleniem użytkownik może w bardzo łatwy sposób wybierać spośród wielu trybów wyświetlania, takich jak np. obrót obrazu, obrazy sąsiadujące, obraz w obrazie (PiP) i wiele innych,
- **Cechy:**
 - Szerokie spektrum kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw,
 - Technologia antyrefleksyjna zapewnia optymalny kontrast i dobrą widoczność,
 - Z technologią Advanced Image Multiple Enhancer,
 - Różne formaty wyświetlania, jak np. obrót obrazu, obrazy sąsiadujące, obraz w obrazie (PiP),
 - Przyjazny dla użytkownika panel z podświetleniem,
 - Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwiająca bezproblemową instalację na sali operacyjnej,
 - Złącza sygnałowe skierowane do dołu,
 - Łatwa dezynfekcja i czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Panel: matryca aktywna a-Si TFT LCD,
 - Rozmiary obrazu (przekątna): 1.387,8 mm (54 3/4 cala),
 - Wielkość piksela: 0.315 x 0.315 mm.,
 - Rozdzielczość (poziomo x pionowo): 3840 x 2160 pikseli,
 - Proporcje: 16:9,
 - Sprawność pikseli: 0.9999,
 - Podświetlenie: LED,
 - Technologia panelu: Wyświetlacz LCD z matrycą IPS,
 - Luminacja: 620 cd/m² (typowa),
 - Współczynnik kontrastu: 1400:1,
 - Kolory: 1.073 miliarda,
 - Kąt widzenia: 89°/89°/89°/89° (standard),
 - Gamma: 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / DICOM / Highlight,
 - Wejście HDMI: Zgodność z HDCP 1.4,
 - Wejście DVI-D: DVI-D (1x) (zgodność z HDCP 1.4) / TMDS (złącze bezpośrednie),
 - Wejście SDI: BNC (1x) / 3G/HD-/SD-SDI,
 - Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN): 9-stykowe D-Sub / (RS-232C) (1 x) RJ-45 (1 x) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX),
 - Wyjście DVI-D: DVI-D (1x) z deaktywowanym HDCP,
 - Wyjście SDI: BNC (5x),
- **Urządzenie posiada normalne ślady użytkowania nie przeszkadzające w komforcie użytkownika,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 126 x 8.5 x 77 cm,
- Waga: 35.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

