



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny KONKRET ONYX OYK-02-1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **ONYX OYK-02-1** jest wygodnym stołem operacyjnym, wyposażonym w system jezdny wraz z możliwością swobodnej regulacji elektrycznej oraz manualnej każdego segmentu stołu,
- 5 - segmentowy,
- Napęd elektromechaniczny,
- **Regulacja elektryczna za pomocą pilota ręcznego:**
  - Wysokość w zakresie: 68 - 115 cm,
  - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
  - Przechył boczny: 22° / 0° / 22°,
  - Oparcie pleców: +73° / 0° / -41°,
  - Przycisk pozycji "0",
- **Regulacja elektryczna za pomocą wbudowanego panelu w kolumnie stołu:**
  - Wysokość w zakresie: 68 - 115 cm,
  - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
  - Przechył boczny: 22° / 0° / 22°,
  - Oparcie pleców: +73° / 0° / -41°,
  - Przycisk pozycji "0",
- **Regulacja manualna za pomocą dźwigni nożnej z możliwością wyboru pozycji:**
  - Wysokość w zakresie: 68 - 115 cm,
  - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
  - Przechył boczny: 22° / 0° / 22°,
  - Oparcie pleców: +73° / 0° / -41°,
- **Regulacja manualna:**
  - Zagłówka: +30° / 0° / -36°,
  - Segmentu nożnego: -90° / 0° / +28° (swobodna regulacja na rozstawu na boki),
  - Wysuwu wzdłużnego stołu w zakresie: 30 cm,
  - 2 - segmentowego odcinka lędźwiowego za pomocą korby:
    - Wypchnięcie w zakresie: 17 cm,
    - Nachylenia dolnego odcinka: 42° / 0°,
    - Nachylenie górnego odcinka: 22° / 0°,
- **W zestawie:**
  - Przewodowy pilot sterujący,
  - Korba regulacyjna,
  - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
  - Zagłówka: 49 x 27 cm,
  - 2 - segmentowego oparcia pleców: 49 x 55 cm,
  - Siedziska: 49 x 59 cm,
  - Segmentu nóg: 23 x 64 cm,
  - Całkowite: 58 x 210 x 68/115 cm,
- Waga: 180 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

