



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny ALVO MEDICAL PRELUDIUM 4-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2013 r.),
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Stół operacyjny ALVO Preludium** umożliwia bezpieczne ułożenie pacjenta do większości procedur chirurgicznych,
- Dzięki szerokiemu spektrum dostępnych akcesoriów stół może zostać skonfigurowany zgodnie z wymogami różnych dyscyplin chirurgicznych,
- Doskonały wybór dla następujących dyscyplin: chirurgia kolorektalna, chirurgia ogólna, ginekologia, oftalmologia, otorynolaryngologia, urologia, chirurgia plastyczna, ambulatoria, kliniki, pracownie endoskopowe ECPW,
- 5-cio segmentowy,
- Sekcje blatu stołu są przepuszczalne dla promieni rentgenowskich X-RAY,
- **Manualna regulacja:**
 - Zagłówka poprzez sprężynę gazową w zakresie: $\pm 45^\circ$,
 - Segmentu pleców sprężyny gazowe w zakresie: $+ 85^\circ \div - 45^\circ$,
 - Segment nożny regulowany poprzez sprężyny gazowe w zakresie: $+ 20^\circ \div -90^\circ$, dzielony i odwodzony na boki max. 180° ,
 - Pochyłu bocznego za pomocą korby w zakresie: $\pm 25^\circ$,
 - Pозиcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: $\pm 30^\circ$,
 - Wysokości stołu za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 75-100 cm,
- Stół wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- **Wyposażony w:**
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Mobilną podstawę na kółkach,
 - Manualny hamulec centralny,
 - Korbę do regulacji przechyłu,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Ogólne: 55 x 210 x 75/100 cm,
 - Podstawa: 57 x 98 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 220 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

