



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny SCHMITZ OPX 300 RCB (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 14 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- 4 - segmentowy,
- **Nowa tapicerka za atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **SCHMITZ OPX 300 RCB** to wygodny i stabilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich dziedzin chirurgii i zastosowań,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
  - Wysokość w zakresie: 83 - 113 cm,
  - Kąt przechyłu pionowego:
    - Trendelenburga: 32°,
    - Anty - Trendelenburga: 36°,
  - Przechył boczny: 21° / 0° / 21°,
- **Regulacja manualna:**
  - Przechyłu pleców: -31° / 0° / 78°,
  - Zagłówka: -43° / 0°,
  - Segmentu nożnego:
    - Przechył pionowy: +53° / 0° / -90°,
    - Na boki w zakresie 90°,
- **Specyfikacja:**
  - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
  - Napęd elektrohydrauliczny,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Mobilny na czterech kółkach,
  - Wbudowany nożny hamulec centralny,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy pilot sterujący,
- **Wymiary:**
  - Zagłówka: 52 x 28 cm,
  - Segmentu pleców: 50 x 57 cm,
  - Siedziska: 50 x 41 cm,
  - Segmentu nożnego: 26 x 63 cm,
  - Całkowite: 56 x 202 x 83/113 cm,
- Waga: 210 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

