



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny SCHMITZ ARCO MEDI-MATIC 114.495 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym,**
- **Fotel ginekologiczny ARCO** przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Elektryczna regulacja nachylenia fotela w zakresie 50° za pomocą sterownika nożnego,
  - Regulowane oparcia nóg w zakresie: 240°,
  - Wysuwana misa na nieczystości,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy sterownik nożny,
  - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach: 29 x 32 cm,
  - 2 szt. oparcie nożnych,
- Wymiary:
  - Średnica zagłówka: ø30 cm,
  - 2 segmentowa część oparcia:
    - Górna: 56 x 30 cm,
    - Dolna: 57 x 55 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 115 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

