



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urodynamiczika LABORIE AQUARIUS CT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Kompleksowy bezprzewodowy system urodynamiczny **AQUARIUS CT** - to modułowy system urodynamiczny, który umożliwia pracownikom służby zdrowia wykonywanie badań w czasie rzeczywistym wraz z wykonywanym badaniem,
- **Cechy:**
 - Wgrane oprogramowanie Laborie UDS 120 – zaprojektowane dla wszystkich procedur UDS,
 - Stanowisko robocze z regulowaną powierzchnią roboczą oraz blokującymi kółkami – przystosowane do użytku w każdej klinice oraz szpitalu,
 - Możliwość wyboru dostosowania procedur oraz szablonów raportów wedle własnego uznania,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Tryby badania:**
 - Urodynamiczika (UDS) z profilem ciśnienia cewki moczowej (UPP),
 - Manometria anorektalna (ARM),
 - Wideo (UDS),
 - EMG: 4 kanały do 3000 Hz,
 - Cewnik: napełniony płynem, powietrzem – elektroniczne rejestrowanie ciśnienia (w tym opcja inteligentna identyfikacja cewnika),
 - Transformator izolacyjny dla wszystkich podzespołów,
 - **Urządzenie posiada:**
 - **Komputer stacjonarny:**
 - System WINDOWS 7,
 - Pamięć RAM: 8 GB,
 - Dysk: 512 GB,
 - **Monitor IIYAMA:**
 - 19" cali,
 - Format: 5:4,
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024,
 - Typ matrycy: TN,
 - **Drukarka HP ENVY 5030,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji fizycznej,
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EMG 3-odprowadzeniowe,
 - Przetwornik MEDEX MX960 P₂abd – do pomiaru ciśnienia brzuszego,
 - Przetwornik MEDEX MX960 P₁ves – do pomiaru ciśnienia wewnątrzprężerowego,
 - Przewód NGM EMG – nie ekranowy,
 - 2 szt. – interfejs przetwornika,
 - Pojemnik na mocz,
 - Podkładka pod mysz,
 - Mysz przewodowa,
 - Klawiatura przewodowa,
- Wymiary całkowite: 88 x 66 x 165 cm,
- Waga: 73 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

