



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw endoskopowy OLYMPUS (OEV261H, CV-180, CLV-180, MAJ-1430, WM-NP1 (Rekondycjonowany (używany)))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Monitor medyczny OLYMPUS LCD OEV261H:**
 - **Monitor Olympus OEV261H** to światowej klasy monitor służący do wyświetlania wysokiej jakości obrazu poprzez swoją wydajność,
 - Możliwość wyświetlania obrazu w wybranym dostępnym kształcie preferowanym przez operatora monitora,
 - Możliwość dostosowywania własnych preferowanych ustawień pod siebie co pozwala na efektywniejszą procedurę oraz skrócenie czasu przygotowań,
 - Produkcji japońskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Specyfikacja:**
 - Ekran: LCD 26",
 - Rozdzielczość: 1920 x 1200 px,
 - Kontrast: 1000:1,
 - Ilość kolorów: 16.8 milionów,
 - Kąt z akceptowalną oglądalnością wyświetlanego obrazu: 178°,
 - **Złącza wejścia/wyjścia:** D-sub 15-pin(x1) / VGA□640 × 480, fv = 60 Hz) / SVGA□800 × 600, fv = 60 Hz) / XGA□1024 × 768, fv = 60 Hz) / WXGA□1280 × 768, fv = 60 Hz) / SXGA□1280 × 1024, fv = 60 Hz) / UXGA□1600 × 1200, fv = 60 Hz) / WUXGA□1920 × 1200, fv = 60 Hz) / DVI-D connector,
 - **Procesor obrazu OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II:**
 - Produkcji japońskiej,
 - Zasilanie 230 V,
 - Częstotliwość 50-60 Hz,
 - Moc 150 VA,
 - Urządzenie posiada zdolność do przetwarzania obrazu w wysokiej rozdzielczości HDTV w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu w endoskopii i laparoskopii,
 - Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140 oraz EVIS EXERA 160,
 - Wyjście HD / SD SDI dla transferu wysokiej jakości obrazu wideo,
 - Posiada port na karty pamięci xD,
 - Foliowany panel sterowania,
 - **Źródło światła OLYMPUS CLV-180 EVIS EXERA II:**
 - Zasilanie 230 V,
 - Częstotliwość 50-60 Hz,
 - Moc 500 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,
 - Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 35 W,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - **Przewód PIGTALL OLYMPUS MAJ-1430:**
 - Produkcji japońskiej,
 - Zapewnia połączenie między procesorem wideo a endoskopem,
 - MAJ-1430 przeznaczony jest do użytku z procesorem wideo OLYMPUS CV-180 i CV-190 oraz z endoskopami serii 180 i 190,
 - Spiralny, giętki przewód,
 - **Wieża endoskopowa OLYMPUS WM-NP1:**
 - **Olympus WM-NP1** jest stabilnym i wytrzymałym wózkiem przystosowanym do przenoszenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
 - **Posiada:**
 - Górny blat o wymiarach: 47 x 38 cm,
 - Dolny blat o wymiarach: 47,5 x 56 cm,
 - 2 półki o wymiarach 40 x 54 cm z manualną regulacją wysokości (co 1,5 - 2 cm) za pomocą śrub imbusowych,
 - Uchwyty ułatwiające przesuwanie wózka,
 - Uchwyt na endoskopy z manualną regulacją wysokości,
 - Uchwyt monitora z regulacją wysokości w zakresie 20 cm (6 punktów co 3,5 cm),
 - Instalację elektryczną, 12 gniazd zasilających dla przewożonej aparatury medycznej,
 - **Cechy produktu:**
 - Włącznik zasilania na froncie wózka,
 - Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
 - Przewody zasilające estetycznie ukryte w panelach na bokach wózka,
 - Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
 - Mobilny na czterech kółkach o Ø 12 cm, w tym dwa z hamulcami,
 - Połka z mocowaniami na rzepy przeznaczona na 2 butle,
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające,
 - Klawiatura OLYMPUS MAJ-845,
 - Butelka do płukania endoskopu OLYMPUS MAJ-901,
 - Zasilacz sieciowy OLYMPUS VEK0N57,
- Wymiary ogólne: 70 x 90 x 190 cm,
- Waga: 160 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE ZESTAWU

