



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON serii E 8l Black LED (Produkt nowy)

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E (LED) o pojemności 8 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii E (LED):**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Wbudowana drukarka,
 - Zawór bezpieczeństwa,
 - Wyświetlacz LED,
 - Filtr bakteriologiczny,
 - Łatwa obsługa,
 - 4 gotowe programy pracy i 2 programy testowe,
 - Sterylizacja opakowanych i nieopakowanych przedmiotów,
 - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
 - Programy testowe - test Bowie & Dick/Helix Test, test próżni (test szczelności),
 - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 8 litrów,
 - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą,
 - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
 - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 1950 W,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
 - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C,
 - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 628,22 mm x 436 mm x 362,3 mm,
 - Wymiary komory: 180 x 320 mm,
 - Wymiary tacek: górna: 13 x 27 cm | środkowa: 15 x 27 cm | dolna: 13 x 27 cm,
 - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
 - Waga netto: około 43 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

