



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw YESON serii E 22l Black LED (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E (LED) o pojemności 22 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii E (LED):**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Zawór bezpieczeństwa,
  - Wyświetlacz LED,
  - Filtr bakteriologiczny,
  - Łatwa obsługa,
  - 4 gotowe programy pracy i 2 programy testowe,
  - Sterylizacja opakowanych i nieopakowanych przedmiotów,
  - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
  - Programy testowe - test Bowie & Dick/Helix Test, test próżni (test szczelności),
  - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
  - Wyrób medyczny: klasy IIb,
  - Komora o pojemności: 22 litrów,
  - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużyta,
  - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
  - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
  - Moc znamionowa: 1950 W,
  - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
  - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C,
  - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 680 mm x 505 mm x 425 mm,
  - Wymiary komory: 250 x 350 mm,
  - Wymiary tacek: górna: 19,5 x 39,5 cm | środkowa: 19,5 x 39,5 cm | dolna: 19,5 x 39,5 cm,
  - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
  - Waga: 60 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

