



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON serii YS-03L-E (Produkt nowy)

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii YS-03L o pojemności 3 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS-03L:**
 - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
 - Wbudowana drukarka i port karty SD,
 - Wbudowany zbiornik wody czystej i zużytej,
 - Czujnik jakości wody,
 - Dotykowy panel sterowania,
 - Wielojęzyczne menu w tym polskie,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - 4 automatyczne programy pracy,
 - 2 programy testowe,
 - Program dodatkowego suszenia,
 - Funkcja wstępnego nagrzewania,
 - Funkcja zabezpieczenia hasłem,
 - Sposób załadunku: stojak z dwiema tackami,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 3 litrów,
 - Wyposażony w wyświetlacz dotykowy 4,3",
 - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 2900 W,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,24 MPa,
 - Maksymalna temperatura pracy: 137°C,
 - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 595 mm x 287 mm x 248 mm,
 - Wymiary komory: dł. 175 mm, wys. 55 mm, gł. 280 mm,
 - Wymiary tacek: 18 x 28 cm,
 - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
 - Waga: 24 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

