



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw YESON serii YS-03L-E1 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii YS-03L o pojemności 3 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS-03L:**
  - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
  - Wbudowana drukarka i port karty SD,
  - Wbudowany zbiornik wody czystej,
  - Czujnik jakości wody,
  - Ekran LCD,
  - Wielojęzyczne menu w tym polskie,
  - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
  - 4 automatyczne programy pracy,
  - 2 programy testowe,
  - Program dodatkowego suszenia,
  - Funkcja wstępnego nagrzewania,
  - Funkcja zabezpieczenia hasłem,
  - Sposób załadunku: stojak z dwoma tackami,
- **Dane techniczne:**
  - Wyrób medyczny: klasy IIb,
  - Komora o pojemności: 3 litrów,
  - Wyposażony w wyświetlacz dotykowy 4,3",
  - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
  - Moc znamionowa: 2900 W,
  - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,24 MPa,
  - Maksymalna temperatura pracy: 137°C,
  - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 595 mm x 287 mm x 248 mm,
  - Wymiary komory: dł. 175 mm, wys. 55 mm, gł. 280 mm,
  - Wymiary tacek: 18 x 28 cm,
  - Waga: 24 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

