



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka ultradźwiękowa YESON 6L (Produkt nowy)

- Nowa,
- Model YESON 6L jest przeznaczony do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
- Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości 40kHz,
- **Przeznaczenie:** Specjalnie zaprojektowana dla klinik stomatologicznych, gabinetów zabiegowych, salonów kosmetycznych oraz gabinetów weterynaryjnych, ta myjka ultradźwiękowa łączy w sobie zaawansowaną technologię z funkcjonalnością,
- **Unikatowa Konstrukcja:** Wyposażona w płaski zbiornik o pojemności 6 litrów, umożliwia efektywne mycie większej liczby narzędzi, jednocześnie oszczędzając płyny czyszczące,
- **Intuicyjna Obsługa:** Posiada pojemnościowy panel dotykowy z 4 przyciskami, co gwarantuje łatwość użytkowania i doskonałą wodoodporność. Bezpieczeństwo zapewnia umieszczenie płyt elektronicznych poza zbiornikiem,
- **Zaawansowane Funkcje:** Wyposażona w trójkolorowy wyświetlacz LED i dotykowy panel sterowania z ustawieniami czasu (5-30 min) oraz temperatury (50-60 °C), wspierane przez dwie grzałki ceramiczne,
- **Wielofunkcyjny Kosz:** Zawiera kosz z nierdzewnej stali o wymiarach 17 x 28,5 cm, który służy również jako ociekacz. Pozwala na umieszczenie większych narzędzi, a jego przekątna wynosi ok. 33 cm,
- **Wydajność i Bezpieczeństwo:** Wyposażona w dwa zestawy przetworników ultradźwiękowych (60W, 38 mm średnicy), zapewniających równomierną aktywność w całej objętości zbiornika. Dodatkowo, trwały zawór spustowy i solidna obudowa z tworzywa sztucznego zwiększają wytrzymałość i bezpieczeństwo urządzenia,
- **Dane techniczne:**
 - Częstotliwość: 40 kHz,
 - Ustawienia temperatury: 50, 55, 60 °C,
 - Wodoodporność i odporność na wstrząsy,
 - Wymiary zbiornika: 330*200*100mm,
 - Wymiary urządzenia: 560 x 310 x 230 mm,
 - Kosz: Wewnętrzne wymiary 17 x 28,5 cm,
 - Pojemność całkowita: 6 litrów,
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
 - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz,
 - Moc ultradźwięków: 120W,
 - Moc grzałki: 220W,
 - Zakres temperatur: 50~60°C,
 - Zakres ustawień czasu: 5-30 minut,
 - Waga: 9 kg,
- **Akcesoria:**
 - Kosz stalowy z funkcją ociekacza,
 - Pokrywa zbiornika,
 - Dwa pojemniki nierdzewne (0,5L) do drobnych narzędzi,
 - Wężyk do zaworu spustowego,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

