



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Myjka ultradźwiękowa YESON 6L (Produkt nowy)

- Nowa,
- Model YESON 6L jest przeznaczony do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
- Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości 40kHz,
- **Przeznaczenie:** Specjalnie zaprojektowana dla klinik stomatologicznych, gabinetów zabiegowych, salonów kosmetycznych oraz gabinetów weterynaryjnych, ta myjka ultradźwiękowa łączy w sobie zaawansowaną technologię z funkcjonalnością,
- **Unikatowa Konstrukcja:** Wyposażona w płaski zbiornik o pojemności 6 litrów, umożliwia efektywne mycie większej liczby narzędzi, jednocześnie oszczędzając płyny czyszczące,
- **Intuicyjna Obsługa:** Posiada pojemnościowy panel dotykowy z 4 przyciskami, co gwarantuje łatwość użytkowania i doskonałą wodoodporność. Bezpieczeństwo zapewnia umieszczenie płyt elektronicznych poza zbiornikiem,
- **Zaawansowane Funkcje:** Wyposażona w trójkolorowy wyświetlacz LED i dotykowy panel sterowania z ustawieniami czasu (5-30 min) oraz temperatury (50-60 °C), wspierane przez dwie grzałki ceramiczne,
- **Wielofunkcyjny Kosz:** Zawiera kosz z nierdzewnej stali o wymiarach 17 x 28,5 cm, który służy również jako ociekacz. Pozwala na umieszczenie większych narzędzi, a jego przekątna wynosi ok. 33 cm,
- **Wydajność i Bezpieczeństwo:** Wyposażona w dwa zestawy przetworników ultradźwiękowych (60W, 38 mm średnicy), zapewniających równomierną aktywność w całej objętości zbiornika. Dodatkowo, trwały zawór spustowy i solidna obudowa z tworzywa sztucznego zwiększają wytrzymałość i bezpieczeństwo urządzenia,
- **Dane techniczne:**
  - Częstotliwość: 40 kHz,
  - Ustawienia temperatury: 50, 55, 60 °C,
  - Wodoodporność i odporność na wstrząsy,
  - Wymiary zbiornika: 330\*200\*100mm,
  - Wymiary urządzenia: 560 x 310 x 230 mm,
  - Kosz: Wewnętrzne wymiary 17 x 28,5 cm,
  - Pojemność całkowita: 6 litrów,
  - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
  - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz,
  - Moc ultradźwięków: 120W,
  - Moc grzałki: 220W,
  - Zakres temperatur: 50~60°C,
  - Zakres ustawień czasu: 5-30 minut,
  - Waga: 9 kg,
- **Akcesoria:**
  - Kosz stalowy z funkcją ociekacza,
  - Pokrywa zbiornika,
  - Dwa pojemniki nierdzewne (0,5L) do drobnych narzędzi,
  - Wężyk do zaworu spustowego,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

