



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Radiowizjograf CARESTREAM RVG 6100 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wysoka jakość obrazowania wewnątrzustnego,
- Dzięki swojej rozdzielczości realnej 20 lp/mm gwarantuje wysoką jakość obrazu. **RVG 6100** to produkt najwyższej jakości stworzony dla wszystkich, którzy oczekują najwyższej precyzji obrazu. W systemie zastosowano kształt czujnika, który umożliwia łatwiejsze i bardziej precyzyjne pozycjonowanie. Jego zaokrąglone brzegi są bardziej komfortowe dla pacjenta,
- Cyfrowy system radiowizjografii Carestream **RVG 6100** pozwala na wykonywanie i analizowanie zdjęć radiologicznych w sposób łatwy oraz szybki,
- Jego zmniejszony rozmiar ułatwia właściwe i wygodne pozycjonowanie czujnika u dzieci. Zastosowanie wyjątkowej technologii z użyciem warstwy fibra optycznej gwarantuje precyzyjną diagnozę, jak również niespotykaną dotychczas tolerancję czasów ekspozycji. Ta duża tolerancja czasu naświetlania pozwala na wykonanie idealnie naświetlonych zdjęć za każdym razem,
- **Cechy:**
  - Wyjątkowa technologia włókna optycznego gwarantująca wysoką jakość obrazowania,
  - Wielka tolerancja na błędy w naświetlaniu gwarantem idealnych zdjęć za każdym razem,
  - Wyjątkowo przyjazne i logiczne oprogramowanie Carestream,
  - Najwyższa, stała jakość obrazowania i diagnozowania,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Matryca czujnika: 1200 x 1600 px,
  - Aktywny wymiar powierzchni czujnika: 22.2 x 29.6 mm,
  - Rozdzielczość obrazu: 20 lp/mm,
  - **Technologia:**
    - CMOS,
    - Scyntylator,
    - Światłowód,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
  - Przewód zasilający,
  - HUB USB 2.0 TARGUS,
  - Przewód USB,
  - Dedykowana walizka,
  - Akcesoria montażowe,
  - Zestaw adapterów do gniazdek,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

