



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Radiowizjograf CARESTREAM RVG 6100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wysoka jakość obrazowania wewnątrzustnego,
- Dzięki swojej rozdzielczości realnej 20 lp/mm gwarantuje wysoką jakość obrazu. **RVG 6100** to produkt najwyższej jakości stworzony dla wszystkich, którzy oczekują najwyższej precyzji obrazu. W systemie zastosowano kształt czujnika, który umożliwia łatwiejsze i bardziej precyzyjne pozycjonowanie. Jego zaokrąglone brzegi są bardziej komfortowe dla pacjenta,
- Cyfrowy system radiowizjografii Carestream **RVG 6100** pozwala na wykonywanie i analizowanie zdjęć radiologicznych w sposób łatwy oraz szybki,
- Jego zmniejszony rozmiar ułatwia właściwe i wygodne pozycjonowanie czujnika u dzieci. Zastosowanie wyjątkowej technologii z użyciem warstwy fibra optycznej gwarantuje precyzyjną diagnozę, jak również niespotykaną dotychczas tolerancję czasów ekspozycji. Ta duża tolerancja czasu naświetlania pozwala na wykonanie idealnie naświetlonych zdjęć za każdym razem,
- **Cechy:**
 - Wyjątkowa technologia włókna optycznego gwarantująca wysoką jakość obrazowania,
 - Wielka tolerancja na błędy w naświetlaniu gwarantem idealnych zdjęć za każdym razem,
 - Wyjątkowo przyjazne i logiczne oprogramowanie Carestream,
 - Najwyższa, stała jakość obrazowania i diagnozowania,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Matryca czujnika: 1200 x 1600 px,
 - Aktywny wymiar powierzchni czujnika: 22.2 x 29.6 mm,
 - Rozdzielczość obrazu: 20 lp/mm,
 - **Technologia:**
 - CMOS,
 - Scyntylator,
 - Światłowód,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Przewód zasilający,
 - HUB USB 2.0 TARGUS,
 - Przewód USB,
 - Dedykowana walizka,
 - Akcesoria montażowe,
 - Zestaw adapterów do gniazdek,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

