



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny FAMED STOLNO FG-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Konstrukcja fotela wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze białym,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja oparcia w zakresie: 61°,
 - Regulacja przechyłu fotela w zakresie: 21°,
 - Stała wysokość siedziska fotela: 86 cm,
 - Możliwość uzyskania pozycji leżącej Trendelenburga,
- **Posiada:**
 - Obustronne szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wsuwane oparcie nóg o wymiarach: 61 x 46 cm,
 - Manualnie regulowane obustronne podkolanniki,
 - Mocowane obustronnie uchwyty pacjenta,
 - Podpora pacjenta pod rękę z możliwością obustronnego mocowania,
 - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach 30 x 24 cm,
 - Wbudowany w podstawie fotela wysuwany podest pacjenta,
 - Wieszak na papier o szerokości 50 cm,
- **W zestawie:**
 - 2x podkolanniki pacjenta,
 - 2x uchwyty pacjenta,
 - 1x podłokietnik pacjenta,
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Wsuwana misa na nieczystości,
 - Wysuwany stopień pacjenta,
 - Schodki 3-stopniowe,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 65 x 110 x 145 cm,
 - Oparcie pleców: 61 x 82 cm,
 - Siedzisko: 61 x 36 cm,
 - Wsuwane oparcie nóg: 61 x 46 cm,
 - Wsuwana misa na nieczystości: 30 x 24 cm,
- Waga: 75 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

