



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Reduktor do butli tlenowej FARUM A40 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Reduktor służy do obniżenia ciśnienia tlenu pobieranego z butli,
- Zintegrowany z dozownikiem i nawilżaczem przeznaczony do prowadzenia biernej terapii tlenowej - służy do podawania pacjentowi nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo - powietrznej,
- Ciśnienie zasilania: 2 - 20 MPa,
- Zakres regulacji przepływu: 0 - 25 l/min,
- Przyłącze do butli - gwint zewnętrzny 3/4",
- Wymiary: 12.5 x 10 x 9 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

