



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALPHASTAR PRO 1132.21B (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- Mobilny uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym oraz wbudowanym panelem sterowania awaryjnego na kolumnie stołu,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota przewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
  - ON/OFF,
  - LOCK/UNLOCK - blokada i odblokowanie stołu,
  - NORMAL/REV - ukierunkowanie pacjenta na stole operacyjnym,
  - TREND/REV - zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelburga i anty - Trendelburga w zakresie:  $\pm 30^\circ$ ,
  - Stół wyposażony w napęd pomocniczy sterowany za pomocą pilota ręcznego możliwa jazda w przód oraz tył,,
  - UP/DOWN - wysokość powierzchni operacyjnej (do góry/w dół) w zakresie: 68.5 - 112 cm,
  - TILT L/TILT R - przechył boczny w zakresie  $20^\circ$ ,
  - BACK UP/BACK DN - regulacja położenia segment pleców:  $-40^\circ / 0^\circ / +70^\circ$ ,
  - LEG UP/LEG DN - przestawienie segmentu nóg: do góry/w dół,
  - FLEX/REFLEX - zgięcie blatu w pół w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
  - LEVEL - zerowanie: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Manualna regulacja:**
  - Zagłówka,
  - Dwusegmentowego oparcia nóg w zakresie regulacji przechyłu pionowego oraz rozstawu na boki,
- Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na podwójnych kółkach
- Demontowalny manualnie zagłówek oraz segment nożny,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy pilot,
- **Możliwość doposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **Wymiary:**
  - Zagłówek: 50 x 26 x 7 cm,
  - Oparcie pleców: 55 x 54 x 7 cm,
  - Siedzisko: 55 x 42 x 7 cm,
  - Główny segment oparcia nóg: 55 x 52 x 7 cm,
  - Dolny segment oparcia nóg: 54 x 26 x 7 cm,
- Maksymalny udźwig: 454 KG,
- Waga: 300 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

